



CONTACT

Orthodontist Natacha Van Moerkercke

TELEFOON

+31 (0)115 61 44 34

ADRES

Industrieweg 16, 4538 AH Terneuzen

WEBSITE

www.orthoterneuzen.com

E-MAIL

orthopraktijknvanmoerkercke@live.nl

Hyrax

Een hyrax is een schroef die op de kiezen van de boventandenboog zit. Deze zorgt ervoor dat de bovenkaak verbreed wordt.

Activering

Plaats de metalen pin in het gaatje van de schroef. De pin zal het gehemelte niet raken. Duw de pin van voren helemaal naar achteren tot het volgende gaatje zichtbaar is. Verwijder de pin. De schroef is nu geactiveerd. Activeren doe je 1 keer per dag.

Voeding

Vermijd hard en plakkerig voedsel zoals lollies en andere harde snoep. Let ook op met harde nootjes en wortels.

Schoon houden

Poets de tanden en de beugel 3 keer per dag. Let daarbij goed op de tanden waaraan de beugel vastzit. Zet de tandenborstel in een hoek van 45 graden tegen de banden. Om onder de schroef en de verbindingen te kunnen poetsen, kan je gebruik maken van een rager.

Vervolgafspraak

Het is belangrijk dat je 2 weken na het plaatsen van de Hyrax op controle komt. Dan kan de orthodontist beoordelen of de bovenkaak breed genoeg is. Meestal activeren we 4-6 weken. Na de verbreding zal de Hyrax nog 3 maanden in de mond blijven.